

**20  
25**

MÉDICA

**DUORT**

**CATÁLOGO  
TRAUMATOLOGÍA Y  
ORTOPEDIA  
PRÓTESIS DE REEMPLAZO -  
COPA ACETABULAR BIPOLAR**

## SISTEMA DE COPA BIPOLAR



## SISTEMA DE COPA BIPOLAR

### Sistema de Copa Bipolar

Una alternativa a la artroplastia total de cadera, útil para tratar fracturas de cuello femoral en personas de avanzada edad.

### Copa Monobloque Bipolar

Compuesta por una cúpula exterior de acero inoxidable y un revestimiento interior de polietileno. Se articula directamente en el acetábulo del paciente y se ensambla con una cabeza femoral modular.

### Sistema de Vástago Femoral con Cabeza Femoral Modular

La cabeza modular se une al vástago femoral y se articula con el revestimiento modular. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, está disponible en varios tamaños y desplazamientos.

### Cubierta Monobloque Bipolar

Disponible en 21 tamaños diferentes, con incrementos de 1 mm hasta 51 mm y de 2 mm a partir de 53 mm.

## Compatibilidad de cabezas bipolares y modulares

Sr. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bi-polar Cup Size	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	53	55	57	59	61	63
Modular Head	22	22	22	22	22	22	22	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28