

**20
25**

MÉDICA


DUORT

**CATÁLOGO
TRAUMATOLOGÍA Y
ORTOPEDIA
PRÓTESIS DE REEMPLAZO -
CADERA CEMENTADA**

SISTEMA CEMENTADO - VASTAGO

Tamaños Vástago Cementado

Std. Stem	Size	Offset	Neck Length	Stem Length
Std. Stem	T-Loc Stem Standard Size 00	37.0	36.10	127
Std. Stem	T-Loc Stem Standard Size 01	45.0	40.56	149
Std. Stem	T-LOC Stem Standard Size 2	45.0	40.56	149
Std. Stem	T-LOC Stem Standard Size 3	45.0	40.56	149
Std. Stem	T-LOC Stem Standard Size 4	45.0	40.56	149
Narrow Stem	T-LOC Stem Narrow Size 1	38.0	38.20	149
Narrow Stem	T-LOC Stem Narrow Size 2	38.0	38.60	149
Narrow Stem	T-LOC Stem Narrow Size 3	38.0	38.60	149
Narrow Stem	T-LOC Stem Narrow Size 4	38.0	38.60	149



SISTEMA CEMENTADO - VASTAGO



El vástago LATITUD pulido de doble cono se basa en el principio de cono cargado de gran éxito con características biomecánicas que han sido probadas durante más de tres décadas de uso clínico exitoso.

- El sistema totalmente modular permite al cirujano seleccionar los implantes que mejor satisfagan las necesidades clínicas de los pacientes.
- La versatilidad del sistema permite una fácil conversión a una construcción total de cadera en caso de que esto sea necesario intra o postoperatoriamente.
- Instrumentación eficaz y fácil de usar diseñada para mejorar el resultado clínico.
- Disponible en tamaños de vástago, diseñados para garantizar una coincidencia óptima con la anatomía del paciente.
- Vástago de acero inoxidable de alto nitrógeno pulido, de doble cono y sin collarín, diseñado para facilitar la colocación precisa de la prótesis en el manto de cemento.
- Los resultados son significativamente mejores de lo que se esperaría con la hemiartroplastia convencional en este grupo de pacientes.
- Comparable con los resultados del reemplazo total de cadera (RTC), pero sin el riesgo de dislocación.

SISTEMA CEMENTADO - CABEZA FEMORAL



Size Chart

PART NO.				
COCR	HNSS	SS 316 L	DESCRIPTION	SIZE
HDAA-22/00	HDAM-22/00	HDAK-22/00	Modular Head	22 +0
HDAA-22/35+	HDAM-22/35+	HDAK-22/35+	Modular Head	22 +3.5
HDAA-28/00	HDAM-28/00	HDAK-28/00	Modular Head	28 +0
HDAA-28/35+	HDAM-28/35+	HDAK-28/35+	Modular Head	28 +3.5
HDAA-28/70+	HDAM-28/70+	HDAK-28/70+	Modular Head	28 +7
HDAA-28/35-	HDAM-28/35-	HDAK-28/35-	Modular Head	28 -3.5
HDAA-32/00	HDAM-32/00	HDAK-32/00	Modular Head	32 +0
HDAA-32/40+	HDAM-32/40+	HDAK-32/40+	Modular Head	32 +4
HDAA-32/70+	HDAM-32/70+	HDAK-32/70+	Modular Head	32 +7
HDAA-32/40-	HDAM-32/40-	HDAK-32/40-	Modular Head	32 -4
HDAA-36/00	HDAM-36/00	HDAK-36/00	Modular Head	36 +0
HDAA-36/40+	HDAM-36/40+	HDAK-36/40+	Modular Head	36 +4
HDAA-36/70+	HDAM-36/70+	HDAK-36/70+	Modular Head	36 +7
HDAA-36/40-	HDAM-36/40-	HDAK-36/40-	Modular Head	36 -4
HDAA-40/00	HDAM-40/00	HDAK-40/00	Modular Head	40 +0
HDAA-40/40+	HDAM-40/40+	HDAK-40/40+	Modular Head	40 +4
HDAA-40/70+	HDAM-40/70+	HDAK-40/70+	Modular Head	40 +7
HDAA-40/40-	HDAM-40/40-	HDAK-40/40-	Modular Head	40 -4

SETS DE INSTRUMENTAL

- 1.- Sistema de Copa Bipolar.
- 2.- Vástago Femoral Cementado.

