

ÁCIDO HIALURÓNICO


Presentamos nuestra innovadora gama de rellenos a base de ácido hialurónico, con diferentes concentraciones para satisfacer todas las necesidades y garantizar un efecto lifting inmediato, seguro y no invasivo.

Desde la corrección de las líneas de expresión hasta el tratamiento de las imperfecciones de gran volumen, nuestros rellenos faciales y corporales responden a las necesidades de una clientela cada vez más exigente y de unos profesionales cada vez más preocupados por las propiedades de aumento de volumen e hidratación de los productos.

Nuestros dispositivos médicos destacan por su fórmula innovadora que utiliza ácidos hialurónicos reticulados de última generación, agujas extremadamente finas del mejor acero japonés y fórmulas con certificado CE que garantizan una reabsorción total.



CICATRICES DE ACNÉ



ARRUGAS PERIOCULARES

CODIGO DE BARRAS





CADA 4 MESES

Embalaje/pack

1x1ml

Efecto Voluminizador *




PH

7

Aguja

30G




CADA 4 MESES

20 mg/ml. Esta innovadora fórmula es recomendada para tratar LAS LÍNEAS DE LA SONRISA.

Ideal para pieles de mediana edad.

Se aconseja utilizar aguja 30 G.







CADA 4-6 MESES

Embalaje/pack

1x1ml

Efecto Voluminizador *



PH

7

Aguja

27G




CADA 4-6 MESES

22 mg/ml. Esta innovadora fórmula es la indicada para tratar la llamada ZONA T.

Especialmente para tratar las pieles de mediana edad.

Se aconseja utilizar aguja 27 G.





Pliegues nasogenianos profundos

Depresión de la sien

Labios para grandes volúmenes

Líneas de marioneta





CADA 6 MESES

Embalaje/pack

1x1ml

Capacidad de Voluminización *




PH

7

Aguja

27G




CADA 6 MESES

24 mg/ml. Esta innovadora fórmula se basa es una alta concentración de ácido hialurónico que hace que el producto sea adecuado para soportar los problemas de las PIELS MADURAS, especialmente las zonas que perfilan la sonrisa.

Se aconseja utilizar aguja 27 G.





Surcos profundos

Mejillas

Zona malar

Mentón





CADA 6-12 MESES

Embalaje/pack

1x1ml

Capacidad de Voluminización *



PH

7

Aguja

25G



CADA 6-12 MESES

25 mg/ml. Su alta concentración hace que el producto esté especialmente indicado para soportar los problemas de las PIELS MADURAS Y MUY MADURAS.

Se aconseja utilizar aguja 25 G.






Antienvjecimiento



Daños causados por el crono y fotoenvjecimiento





1 TRATAMIENTO POR SEMANA
4 TRATAMIENTOS EN TOTAL

Embalaje/pack

1x1ml

Capacidad de Voluminización *

○

PH

7

Aguja

30G



1 TRATAMIENTO POR SEMANA
4 TRATAMIENTOS EN TOTAL

20 mg/ml. Es el producto ideal para corregir las
DEPRESIONES CUTÁNEAS LEVES del rostro.

Se recomienda utilizar 30 G con la técnica BAP.



BODY FILLER

20 mg/ml. Presentación de 10 ml.
Revolucionario relleno corporal macromolecular de ácido hialurónico, no de origen animal, diseñado para remodelar el cuerpo de forma totalmente segura, sin necesidad de cirugía.

El relleno corporal permite armonizar grandes volúmenes como glúteos, pantorrillas, antebrazos y zonas que requieren una remodelación natural.

