

CLIP-SLS™

SOFT LOADING SYSTEM

Clip hémostatique titane

SLS-CLIP™

SOFT LOADING SYSTEM

Titanium hemostatic Clip



 **Péters**
SURGICAL



Un clip performant / A high-performance clip



En titane pur

Biologiquement inerte, sans effet de mémoire, le clip SLS est traité pour obtenir le meilleur compromis malléabilité/teneur; radio opaque, compatible avec la RMN/IRM.

Pure titanium


Pure titanium annealed to a malleable consistency providing maximum vessel occlusion and zero memory to prevent tip opening after application. Biologically inert, radiolucent and non magnetic for use with MRI or related scanning equipment.

Forme en chevron

Le clip se ferme d'abord par ses extrémités, pour enserrer le vaisseau avant occlusion complète.

Chevron shape

Chevron shape provides progressive and encompassing tip to tip closure before complete and secure occlusion of tissue or vessel.



Structure interne

- Surface interne entièrement constituée de pointes de diamants qui forment une structure similaire à la surface des mors d'un porte aiguille.
- Tenue multidirectionnelle et sûre du clip sur le vaisseau, sans risque de blessure.

Internal structure

- Small diamond shape pyramidal heads, similar to needle holder inserts, ensuring a firm multi-directional atraumatic grip.
- Interlocking atraumatic teeth designed for non-slip closure on the vessels.



Section triangulaire

- Précision de placement du clip dans les mors de l'applicateur grâce à la forme triangulaire du fil de titane.


Triangular shape wire

- The triangular shape of the titanium wire improves the precision of the positioning of the clip into the jaws of the applier.



Une barrette à chargement facile / A soft loading cartridge

- Tenue du clip sur son support par système de lamelles souples.
- Fixation de la barrette SLS par adhésif.
- Chargement précis et sans effort du clip dans son applicateur.
- Préhension ergonomique.



- Effective clip retention
- Adhesive cartridge backing
- Precise and effortless clip loading
- Ergonomic cartridge design



Un applicateur à votre main

Appliers: the perfect fit

Une gamme complète

- Gamme pour chirurgie ouverte : longueurs de 15 cm, 19 cm, 28 cm et 28 cm angulés.
- Gamme pour chirurgie laparoscopique : diamètres de type 5 mm, 10 mm et 12 mm.

Complete range

- Open surgery range: Length of 15 cm, 19 cm, 28 cm and 28 cm angled models.
- Laparoscopic range: 5 mm, 10 mm and 12 mm diameter



La surface interne des mors reçoit un traitement spécifique afin de sécuriser la tenue du clip dans son applicateur.

Appliers internal grooves receive a specific treatment to increase the grip so that the clip will not slip from the applier.



6 tailles disponibles, 1 taille exclusive, 6 couleurs / 6 sizes, 1 exclusive size, 6 colour-codes

Barrettes / Cartridges

Taille Size	Référence Reference	Couleur Color	Conditionnement Packaging	Hauteur Clip Fermé Height Clip closed
Micro Micro	W 6060/1	Blanc white	30 barrettes de 6 clips / 180 clips 30 cartridges of 6 clips / 180 clips	2.6 mm
Petit Small	J 1180/1	Jaune Yellow	30 barrettes de 6 clips / 180 clips 30 cartridges of 6 clips / 180 clips	3.6 mm
Petit/Moyen Small/Medium	L 5180/1	Lilas Lilac	30 barrettes de 6 clips / 180 clips 30 cartridges of 6 clips / 180 clips	4.7 mm
Moyen Medium	B 2180/1	Bleu Blue	30 barrettes de 6 clips / 180 clips 30 cartridges of 6 clips / 180 clips	5.6 mm
Moyen/Grand Medium/Large	V 3120/1	Vert Green	20 barrettes de 6 clips / 120 clips 20 cartridges of 6 clips / 120 clips	9.0 mm
Grand Large	O 4120/1	Orange Orange	20 barrettes de 6 clips / 120 clips 20 cartridges of 6 clips / 120 clips	12.3 mm

* Autres références : nous contacter

* Other references : contact us

Applicateurs / Appliers

Taille Size	Couleur Color	15 cm	20 cm	28 cm	28 cm angulés 28 cm angled
Micro Micro	Blanc white	PW 615	PW 620		
Petit Small	Jaune Yellow	PJ 115	PJ 120		
Petit/Moyen Small/Medium	Lilas Lilac	PL 515	PL 520		
Moyen Medium	Bleu Blue	PB 215	PB 220	PB 228	PBC 228
Moyen/Grand Medium/Large	Vert Green		PV 320	PV 328	PVC 328
Grand Large	Orange Orange		PO 420	PO 428	POC 428

*Endo applicateurs / *Laparoscopic clip applicators

Taille Size	Référence Reference	Ø Trocart adapté Trocar Ø required	Longueur Length
Petit Small	LCA SLS 1	Type trocart de 5	33 cm
Petit/Moyen Small/Medium	LCA SLS 2	Type trocart de 5	33 cm
Moyen Medium	LCA SLS 4	Type trocart de 10	33 cm
Moyen/Grand Medium/Large	LCA SLS 5	Type trocart de 10	33 cm
Grand Large	LCA SLS 6	Type trocart de 12	33 cm

* Longueur spécifique sur demande

* Special length on request

