

INFORMACIÓN TÉCNICA



celbreaTM

**Tecnología exclusiva diseñada
para la detección de enfermedades
mamarias, incluyendo el cáncer
mamario***




¿Qué es la tecnología de Celbrea®?

La tecnología de Celbrea® Consta de un Sistema Termográfico que se basa en una tecnología patentada que incorpora una serie de sensores de temperatura incrustados en una almohadilla multicapa biocompatible especialmente diseñada para detectar y mostrar visualmente los cambios de color de acuerdo con la superficie temperaturas en el pecho de una mujer.

Modo de uso

Busque un lugar cómodo a temperatura ambiente. Limpie el área del seno para que esté completamente libre de lociones, cremas, aceites, desodorante y exceso de sudor. Es importante evitar el ejercicio 30 minutos antes de usar Celbrea® así como asegurar que la temperatura corporal no esté demasiado fría.



The logo for Invesderm, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font. Above the text, there are decorative curved shapes: a dark blue one on the left and a light purple one on the right.

UltraRepair

Formula regeneradora dérmica, biotecnológica, formula a base de **Epidermal Growth Factor**.



Con un alto contenido en ácido hialurónico y extracto de caléndula, que mejoran la calidad de la piel, su hidratación y confort. Es un tratamiento no invasivo para las pieles dañadas (cicatrices descamaciones, etc...) y procesos pre (preparaciones de la piel) y postquirúrgicos.

Sirve para cicatrices, heridas, úlceras y quemaduras.

Modo de Empleo:

Aplicar mañana y noche en la zonas a tratar, masajeando hasta completa absorción.



Invesderm EGF Repair

Producto desarrollado con biotecnología

INVEDERM® EGF REPAIR es un producto biotecnológico formulado a base de Epidermal Growth (EGF) que confiere propiedades regenerativas a la epidermis, extracto de caléndula y ácido hialurónico que aportan propiedades calmantes, ayudando a rehidratar la piel mejorando su calidad y a redensificarla. Elaborado para reparar pieles deterioradas, descamadas o agrietadas, cicatrices o sequedades de la piel.

Sirve para dermatitis, psoriasis, pieles descamadas y estrías.

Modo de Empleo:

Aplicar mañana y noche en la zonas a tratar, masajeando hasta completa absorción.





MAMOGRAFO COMPUTARIZADO DE IMPEDANCIA ELECTRICA

MEIK es un aparato revolucionario y altamente avanzado para la detección temprana del cáncer de mama.

Basado en los principios de la tomografía de electroimpedancia (EIT). Destinado al screening de las mamas sin radiación, en los grupos de alto riesgo, así como, la efectiva monitorización de cualquier tratamiento en la paciente, permitiendo criterios objetivos en la determinación de cambios en la electroimpedancia del tejido, con un alto grado de precisión.






Gastrointestinal Panel Assays

Prueba integral para la detección e identificación de 25 patógenos gastrointestinales mediante ensayos de **PCR-RT One-sep** en tiempo real.

La prueba de **Allplex™ Gastrointestinal Panel Assays** es una prueba **RT-PCR multiplex** de un paso en tiempo real que detecta e identifica 25 patógenos GI incluyendo 6 virus, 13 bacterias y 6 parásitos simultáneamente. Basado en la tecnología Seegene propiedad de MuDT™, esta prueba reporta múltiples valores Ct de cada patógeno en un solo canal usando instrumentos PCR tiempo real.



HIGH SENSITIVITY & SPECIFICITY
Multiplex real-time PCR with high sensitivity and specificity by utilization of DPO™ and TOCE™ technologies






Detección de VPH 28 Genotipado de 28 VPH por RCP en tiempo real.

- 19 genotipos de VPH de alto riesgo: 16, 28, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82
- 9 genotipos de VPH de bajo riesgo: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

Instrumento para detectar y diferenciar infecciones por VPH de alto y bajo riesgo. **HPV28 de Anyplex™ II** se ha diseñado específicamente para abordar esta necesidad médica insatisfecha a través de la detección simultánea, diferenciación y cuantificación de 28 genotipos distintos del VPH (19 de alto riesgo y 9 de bajo riesgo) responsables del cáncer de cuello uterino y/o infecciones de transmisión sexual.

Método no invasivo, realizado a partir de una muestra de orina.





Respiratorio Panel Assays

Prueba integral para la detección e identificación de 26 patógenos mediante ensayos de RT-PCR One-step en tiempo real.

16 Virus respiratorios / 3 sub-tipos de Influenza A / 7 bacterias respiratorias.

Allplex™ Respiratory Panel y Assays se compone de 4 paneles diferentes y es un ensayo de RT/PCR One-step en tiempo real para detectar e identificar 16 virus, 3 sub tipos de influenza A y 7 bacterias en las muestras de los pacientes.



HIGH SENSITIVITY & SPECIFICITY
Multiplex real-time PCR with high sensitivity and specificity by utilization of DPO™ and TOCE™ technologies

