

DESIONIZADOR PALOMINO



RENDIMIENTO INIGUALABLE EL DESIONIZADOR PERFECTO

Por su reducido tamaño, y su elevado rendimiento, se convierte este modelo, en la solución perfecta de obtención de agua desionizada para laboratorio.

- *Potencializa el rendimiento de la resina.*
- *Mejora ostensiblemente la calidad del agua tratada.*
- *Cuenta con un contrato de mantenimiento anual muy económico que le ampara completamente (*).*
- *Su rendimiento global alcanza los 3.000 litros de agua procesada (*).*
- *Permite establecer permanentemente el estado de los filtros.*
- *Su instalación es muy sencilla y simplificada.*

MORA EQUIPOS

**ECONÓMICO Y
RENDIDOR**

**¡EL MAS PEQUEÑO,
EL MAS
CONSENTIDO!!!**

**¡DOS AÑOS DE
GARANTIA!**

**12 A 15 LITROS DE
AGUA TIPO II
POR HORA.
CONDUCTIVIDAD:
0.5 - 1 μ S**

**AUTO MONITOREO
PERMANENTE DE
SUS COMPONENTES.**

MORAEQUIPOS SAS

**Calle 94ª No. 62 - 30
Barrio Andes
Tel: 6012217676**

**Bogotá, D.C. Colombia –
Sur América.
www.moraequipos.com**

FICHA TECNICA

Antes de adquirir el equipo, debe informar los siguientes aspectos, para tomar acciones:

- Dureza del agua de alimentación
- Conductividad del agua de alimentación
- **Presión** de entrada del agua que se va a suministrar
- Cantidad de agua producto a consumir por **hora**.
- Cantidad de agua a consumir por **día**.

- ❖ **FLUJO DE OPERACIÓN** : 12 - 15 L/h.
- ❖ **RENDIMIENTO TOTAL** : 3,000 Litros *
- ❖ **Conductividad** : 0,5 – 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- ❖ **Contenido partículas** : < 1
- ❖ **CLORUROS (ppm)** : < 1
- ❖ **DUREZA (ppm de CaCO_3)** : 0
- ❖ **pH** : 5.5 – 6.0
- ❖ **SÍLICE (ppm)** : < 1
- ❖ **Conductivímetro control (de lectura digital)**
- ❖ **Columna de intercambio iónico de lecho mixto**
- ❖ **Columna de intercambio de lecho electrolítico**
- ❖ **Kit de filtración pre y post resina**
- ❖ **Registro de bola para suministro de agua**
- ❖ **Debe ser instalado sobre mesón. No dispone de rodachinas**
- ❖ **Manómetro de presión de entrada**
- ❖ **Manómetro de presión regulada**
- ❖ **Conexión para toma de agua**
- ❖ **Juego de filtros de repuesto.**
- ❖ **Se entrega provisto con manual de uso y operación.**
- ❖ **Dimensiones en cm (Alto x frente x profundidad): 55x30x30**
- ❖ **Peso: 12 kg.**



*** Directamente proporcional a la calidad de agua de suministro al equipo.**

Dependiendo de la calidad de agua a tratar, es posible que sea necesaria la instalación de otros equipos de respaldo que permitan mantener la garantía ofrecida y el costo de consumibles en límites inferiores.

El valor incluye análisis fisicoquímico del agua por parte de Moraequipos.

Por lo menos una vez al año, el desionizador PALOMINO debe recibir un mantenimiento general que incluye:
Descontaminación, reemplazo de consumibles, recalibración de conductivímetro, cambio de mangueras y acoples y demás repuestos para su adecuado funcionamiento.