



RENDIMIENTO ÓPTIMO EL DESIONIZADOR PERFECTO

Por su reducido tamaño, y su elevado rendimiento, se convierte este modelo, en la solución perfecta de obtención de agua desionizada para laboratorio.

- Potencializa el rendimiento de la resina.
- Mejora ostensiblemente la calidad del agua tratada.
- Cuenta con un contrato de mantenimiento anual muy económico que le ampara completamente (*).
- Su rendimiento global alcanza los 3.000 litros de agua procesada (*).
- Permite establecer permanentemente el estado de los filtros.
- Su instalación es muy sencilla y simplificada.



**ECONÓMICO Y
RENDIDOR**

**¡EL MAS PEQUEÑO,
EL MAS
CONSENTIDO!!!**

**¡DOS AÑOS DE
GARANTIA!**

**12 A 15 LITROS DE
AGUA TIPO II
POR HORA.
CONDUCTIVIDAD:
0.5 – 1 μ S**

**AUTO MONITOREO
PERMANENTE DE
SUS COMPONENTES.**

MORAEQUIPOS SAS
Carrera 67 A No. 94 – 76
Barrio Andes

Tel: (571) 221 7676

WhatsApp: 320 219 3192

Movil: 310 812 0888

infocomercial@moraequipos.com

**Bogotá, D.C. Colombia –
Sur América.**

www.moraequipos.com

FICHA TECNICA

Antes de adquirir el equipo, debe informar los siguientes aspectos, para tomar acciones:

- Dureza del agua de alimentación
- Conductividad del agua de alimentación
- Presión de entrada del agua que se va a suministrar
- Cantidad de agua producto a consumir por hora.
- Cantidad de agua a consumir por día.

- ❖ FLUJO DE OPERACIÓN : 12 - 15 L/h.
- ❖ RENDIMIENTO TOTAL : 3,000 Litros *
- ❖ Conductividad : 0,5 – 1 μ S/cm
- ❖ Contenido partículas : < 1
- ❖ CLORUROS (ppm) : < 1
- ❖ DUREZA (ppm de CaCO_3) : 0
- ❖ pH : 5.5 – 6.0
- ❖ SÍLICE (ppm) : < 1
- ❖ Conductímetro control (de lectura digital)
- ❖ Columna de intercambio iónico de lecho mixto
- ❖ Columna de intercambio de lecho electrolítico
- ❖ Kit de filtración pre y post resina
- ❖ Registro de bola para suministro de agua
- ❖ Debe ser instalado sobre mesón. No dispone de rodachinas
- ❖ Manómetro de presión de entrada
- ❖ Manómetro de presión regulada
- ❖ Conexión para toma de agua
- ❖ Juego de filtros de repuesto.
- ❖ Se entrega provisto con manual de uso y operación.
- ❖ Dimensiones en cm (Alto x frente x profundidad): 55x30x30
- ❖ Peso: 12 kg.



* Directamente proporcional a la calidad de agua de suministro al equipo.

Dependiendo de la calidad de agua a tratar, es posible que sea necesaria la instalación de otros equipos de respaldo que permitan mantener las características ofrecidas y el costo de consumibles en límites inferiores.

Por lo menos una vez al año, el desionizador PALOMINO debe recibir un mantenimiento general que incluye: Descontaminación, reemplazo de consumibles, recalibración de conductímetro, cambio de mangueras y acoples y demás repuestos para su adecuado funcionamiento.