



## DESENGRÁS ÁCID

Desengrasante líquido para usos ácidos inorgánicos



### Presentación

Desengrasante ácido concentrado de alto rendimiento. Para limpiar y desincrustar todo tipo de instalaciones.

Líquido verde transparente. Desengrasante y desincrustante. Contiene disolventes hidrosolubles. Totalmente soluble en agua. Biodegradable.

### Propiedades

Excelente poder desengrasante en frío y en caliente. Elimina restos de cal depositados en superficies. Altamente concentrado. Fácilmente aclarable. Baja espuma. Adecuado para trabajos en zonas poco ventiladas.

pH (al 100%):  $2,0 \pm 0,5$  a  $20^{\circ}\text{C}$

Densidad:  $1,050 \pm 0,005$  g/ml a  $20^{\circ}\text{C}$

### Aplicación

Limpiador desengrasante por proyección, aspersion, inmersión. Especialmente indicado en limpiezas donde existan suciedades orgánicas e inorgánicas simultáneamente. Ideal para limpieza de fachadas y suelos delicados (granito, mármol, pizarra, aluminio, bronce y superficies metálicas en general, etc.).

En industria es muy efectivo para limpieza de maquinaria en procesos productivos donde se acumula gran cantidad de grasa y cal. En industrias conserveras elimina fácilmente grasas y escamas. Adecuado para limpiezas de sistemas CIP.



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333

ESPECIFICACIONES



### **Dosificación**

Proyección: del 1 al 5 % según el trabajo a realizar.

Inmersión: del 2 al 10 %.

Se consiguen mejores resultados trabajando a 50 - 60°C.

Suelos: de 1/4 a 1/10.

Aplicar el producto manualmente o con pulverizador, dejar actuar unos minutos y aclarar con agua abundante. Para las máquinas por aspersion o proyección se recomienda hacer una dilución previa (10%) antes de incorporar a la máquina. Inmersión: Dejar las piezas unos minutos en inmersión. Al final aclarar bajo el chorro de agua.

### **Envasado**

En garrafas plásticas de 5, 10 y 30 kg.

En bidones de 205 kg.

Contenedores de 1.050 Kg.

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

2 de 2

[info@liquidpro.es](mailto:info@liquidpro.es)

[liquidpro.es](http://liquidpro.es)

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333