



## CEFALEXINA ELMER

# UNGÜENTO INTRAMAMARIO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MASTITIS – ANTIBIOTICO - ANTIFLOGISTICO

Cont. Neto: 10 mL.

---

### VENTA BAJO RECETA – USO EN MEDICINA VETERINARIA BOVINOS

#### FORMULA:

Cefalexina monohidrato 0,100 g., Neomicina Sulfato 0,150 g., Prednisolona 0,005 g., Agentes de formulación csp.10,000 g.

#### INDICACIONES DE USO:

Cefalexina Elmer ha asociado dos antibióticos (Cefalexina y Neomicina ) para alcanzar un amplio espectro incluyendo estafilococos productores de penicilasa y Prednisolona para mitigar la inflamación y el dolor. Indicado para el tratamiento de la mastitis subclínicas, agudas y crónicas de las vacas lecheras.

#### VIAS Y FORMAS DE ADMINISTRACION:

Vía intramamaria. Ordeñar y vaciar a fondo el o los cuartos afectados. Desinfectar el extremo del pezón. Sacar el capuchón que protege la cánula e introducirla en el canal galactóforo, instilando los 10 g del ungüento. Masajear en forma ascendente el pezón y la parte inferior del cuarto enfermo, para favorecer su difusión en la cisterna. Repetir la aplicación tras cada ordeño hasta remisión de los síntomas. Una jeringa de 10 g, por cuarto afectado, cada 12 horas hasta remisión de los síntomas.

#### RESTRICCIONES DE USO:

No destinar para consumo humano ni industrialización la leche de los 9 ordeños siguientes al último tratamiento. La leche apta para consumo se obtendrá a partir del 5 día post tratamiento. El producto puede aplicarse con un máximo de 3 dosis.

#### ADVERTENCIA:

Como el producto será utilizado fuera del control del elaborador, este no se responsabiliza por las consecuencias que surjan de su uso indebido.

**Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160**  
**Mantener fuera del alcance de los niños**

#### CONSERVACION:

Entre 15° y 25° C, al abrigo de la luz solar

Producto inscripto en SENASA – Est. Elab. N°8083 – Agreed Laboratorios S.A.  
Cert. N° 92.420 - Dir. Tec. Dr. Jorge C. Arena Mat. Prof. N°5944  
Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782  
INDUSTRIA ARGENTINA