



RJR MED

HOSPITALAR SOLUTIONS



QUEM SOMOS / CONHEÇA A RJR MED

A RJR Med atua no setor de equipamentos e utensílios médicos, comprometida em fornecer soluções de alta qualidade com o melhor custo-benefício para hospitais, clínicas e similares em todo o Brasil.

Desde 2022, a empresa se estabeleceu como uma confiável parceira no mercado, oferecendo uma ampla gama de produtos essenciais para o setor de saúde.

Desde o início, a missão da RJR Med tem sido proporcionar acesso a equipamentos médicos de ponta a preços acessíveis, visando melhorar a qualidade dos serviços de saúde disponíveis no país.

Com uma equipe dedicada de profissionais especializados em saúde e tecnologia, a empresa se empenha em fornecer produtos que atendam aos mais altos padrões de segurança, eficácia e durabilidade.

A gama de produtos da RJR Med inclui desde equipamentos de diagnóstico e tratamento até instrumentos cirúrgicos e itens de uso diário em hospitais.



Cada produto é cuidadosamente selecionado e testado para garantir sua eficácia e confiabilidade, atendendo às exigências dos profissionais de saúde e contribuindo para a melhoria dos cuidados médicos prestados aos pacientes.

**RJR MED**

HOSPITALAR SOLUTIONS

Seringa Hipodérmica de uso único

- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.
- Cilindro transparente para leitura precisa do volume.
- Possui deslize suave, proporcionando injeções seguras e controladas.
- Agulha em diversos calibres, lubrificada e com bisel trifacetado.
- Modelos com agulhas fixas ou posicionadas na lateral da seringa.

Single-use Hypodermic Syringe

- *Single-use product, sterile, non-toxic, and pyrogen-free.*
- *Transparent barrel for precise volume reading.*
- *Features smooth gliding, providing safe and controlled injections.*
- *Needle available in various gauges, lubricated, and with a triple-bevel tip.*
- *Models with fixed needles or needles positioned on the side of the syringe.*



20 mL Bico Longo
Long Spout
Cód:20033

MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

Volume	Escala numerada/ Numbered Scale	Divisão/Division	Bico/Spout	Modelo/Model	MS-ANVISA
1mL	0,1 em 0,1mL	0,01 em 0,01mL	Luer Slip Luer Lock	Seringa sem agulha/ Syringes without needles	80026180002
3mL	0,5 em 0,5mL	0,1 em 0,1mL			
5mL	1,0 em 1,0mL	0,1 em 0,1mL			
10mL	1,0 em 1,0mL	0,2 em 0,2mL		Seringa com agulha/ Syringes with needles	80026180014
20mL	5,0 em 5,0mL	1,0 em 1,0mL			
60mL	10,0 em 10,0mL	1,0 em 1,0mL			

Indicação de uso

Aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos

Indication of use

Applying, injecting, irrigating, aspirating and extracting fluids.

**RJR MED**

HOSPITALAR SOLUTIONS

Seringa para Insulina

- Seringa de Insulina de Uso Único.
- Capacidade de 100 UI.
- Linhas de graduação subdivididas em 0,02 mL (2 UI).
- Material transparente e atóxico.
- Graduação nítida e permanente.
- Agulha fixa, trifacetada e lubrificada.

Insulin Syringe

- *Single-Use Insulin Syringe.*
- *Capacity of 100 IU.*
- *Graduation lines subdivided into 0.02 mL (2 IU).*
- *Made of transparent, non-toxic material.*
- *Clear and permanent graduation.*
- *Fixed, tri-beveled, and lubricated needle.*

MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

MODELO	MS - ANVISA
Seringa sem agulha e sem protetor de segurança	80026180025
Seringa com agulha e sem protetor de segurança	80026180015 e 80026180048
Seringa sem agulha e com protetor de segurança	80026180056
Seringa com agulha e com protetor de segurança	80026180055

TIPOS DE INSULINA	LIMITE ESPAÇO MORTO (RESIDUAL)
TIPO 1: seringa com conicidade 6% sem agulha	0,07 mL
TIPO 3: seringa com conicidade 6% com agulha desconectada ou desconectável	0,10 mL



MODELS	MS - ANVISA
Needleless syringe without safety shield	80026180025
Syringe with needle and without safety shield	80026180015 e 80026180048
Needleless syringe with safety shield	80026180056
Syringe with needle and with safety shield	80026180055

Types of Insulin	Dead Space Limit (Residual)
Type 1: syringe with 6% taper without needle	0,07 mL
TYPE 3: syringe with 6% taper with detached or detachable needle	0,10 mL

Indicação de uso

Destina-se à injeção subcutânea de Insulina.

Indication of use

It is intended for subcutaneous injection of Insulin.

**RJR MED**


HOSPITALAR SOLUTIONS

Seringa Cateter

- Desenvolvidas para aspiração e injeção de grandes volumes líquidos e soluções, e alimentação enteral durante procedimentos médicos.
- Dotadas de bicos tipo sonda, impossibilitando a conexão com qualquer dispositivo intravenoso, eliminando o risco de danos aos pacientes por conexão acidental.
- Sem agulha, bico tipo cateter, estéril.
- Corpo transparente com escala.
- Cilindro com anel de retenção.
- Lubrificada.

Catheter Syringe

- *Developed for aspiration and injection of large liquid volumes and solutions, as well as enteral feeding during medical procedures.*
- *Equipped with probe-type nozzles, preventing connection with any intravenous device, thus eliminating the risk of patient harm from accidental connection.*
- *Needleless, catheter-type tip, sterile.*
- *Transparent body with scale for measurement.*
- *Cylinder with retention ring.*
- *Lubricated.*



MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

Modelos/Models	Numerador/ Numerator	Divisão/ Division
Seringa Cateter 60mL	10,0 em 10,0mL	1,0 em 1,0mL

Indicação de uso

Aspiração e administração de volumes líquidos, soluções e alimentação oral/enteral.

Indication of use

Aspiration and administration of liquid volumes, solutions and oral/enteral feeding.