

TENJO LAB.
LABORATORIO CLINICO DE LA SABANA
QUALITY SUPPLIES

RESPIRADORES Ref. N95

3M™ 9010 Respirador para Partículas N95

Máscaras de alta eficiencia N95: sin válvula con elásticos



- Bajo Costo
- Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.
- De Doblar
- Durabilidad Media
- Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 9010 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.



Mascarilla Maverick AD 2016115 N95

Máscaras de alta eficiencia N95: sin válvula con elásticos

Las mascarillas brindan una efectiva protección contra partículas en moderadas concentraciones (polvos, humos y neblinas) sin presencia de aceites, que puedan afectar la salud y el sistema respiratorio de los trabajadores.


Mascarilla con válvula de exhalación N95 Arseg 1816

Máscaras de alta eficiencia N95



- La válvula reduce la acumulación de calor dentro del respirador.
- Económico respirador desechable para partículas N95
- El diseño plano al plegarse permite guardarlo de forma conveniente antes de usarlo.

El respirador incorpora una tecnología con un avanzado material de filtro de microfibra electrostáticamente cargado. La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor dentro del respirador para ofrecer comodidad al usuario. El clip nasal ajustable e integrado proporciona un sello seguro y a la medida.



TENJO LAB.
LABORATORIO CLINICO DE LA SABANA
QUALITY SUPPLIES

RESPIRADORES Ref. N95

3M™ 9105 VFlex™ Respirador para Partículas Plegable N95 Máscaras de alta eficiencia N95: sin válvula con elásticos



TENJOLAB. Quality Supplies

310 223 6379 /tenjolab@gmail.com

- Bajo Costo
- respirador desechable N95
- Medio filtrante electrostático avanzado y pliegues en forma de V Exclusivos de 3M™ VFlex™ que ayudan a facilitar la respiración y comunicación
- Lengüetas de diseño exclusivo para la colocación del respirador en la cara

El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 9105 VFlex™ es un respirador desechable con un diseño plegable único con pliegues en forma de V que se flexione con el movimiento de la boca para facilitar la


Respirador para Partículas Plegable N95—Medicah (Nacional) Máscaras de alta eficiencia N95: con válvula



Diseñado y fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado:

- Retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.
- Eficiencia en filtración superior a 95%.
- Laminilla moldeable para la nariz permite un ajuste seguro y fácil (plasti-alambre).
- Libre de metal.
- Microfibra cargada electrostáticamente.
- Debe usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V.

Se encuentra en proceso de validación NIOSH N95 (Estándar 42CFR84)




TENJO LAB.
LABORATORIO CLINICO DE LA SABANA
QUALITY SUPPLIES


OVEROL CON CAPUCHA Y POLAINAS

TELA DESECHABLE QUIRÚRGICO ANTIFLUÍDO

Nombre Comercial del Producto:	Overol con capucha y polainas estéril																							
Material:	SMS 30 y 35 gr o Laminado (alta protección)																							
Dimensiones (cm):	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>60</td><td>64</td><td>52</td><td>165</td><td>1</td><td>71</td><td>18</td><td>61</td></tr></table>								A	B	C	D	E	F	G	H	60	64	52	165	1	71	18	61
A	B	C	D	E	F	G	H																	
60	64	52	165	1	71	18	61																	
Tolerancia ± 1																								
Presentación Comercial:	Estéril: Empaque primario PGM individual/Empaque secundario 60 unidades También es parte de los diferentes paquetes o kit quirúrgico estériles No estéril: Empaque primario bolsa polietileno por 10 unidades / Empaque Secundario corrugado 130 unidades																							
Indicaciones:	Un solo uso																							
Usos:	Protección total de cuerpo																							
Especificación de diseño:	Producto enterizo con cierre en cremallera, puño resortado con capucha y polainas ajustable para la protección de todo el cuerpo																							



- Material SMS 50 gr Laminados de Alta Eficiencia y protección
- Talla única
- No estériles



TENJO LAB.
LABORATORIO CLINICO DE LA SABANA
QUALITY SUPPLIES

ALCOHOL GLICERINADO PARA DESINFECCIÓN HIGIENICA DE MANOS

NSOC99113-20CO INVIMA

El **Gel Antibacterial**, elimina el 99% de los gérmenes y bacterias más comunes.

Presentaciones

Garrafa de 20 litros.

Modos de Uso

- Aplique **Gel Antibacterial** en la palma de la mano y frote el Gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas.



SOLICITE SU COTIZACION

Teléfono: 310 223 6479

Email: tenjolab@gmail.com

Dirección: Cra 2 No. 4-93 piso 2