
FF
FREEFORM
TECHNOLOGY
PX+ Easy & Life
Confort et modernité – Les verres progressifs
conçus avec la technologie FreeForm.
optiswiss®
original since 1937
www.optiswiss.com



Sous le signe de la modernité

Le design des verres progressifs PX+ est spécialement conçu pour répondre aux exigences visuelles d'aujourd'hui (smartphones, tablettes tactiles, informatique etc.).

Produits de la façon la plus moderne avec la technologie FreeForm, les verres PX+ sont proposés en deux variantes >>

Spécialement optimisé pour la vision de près

L'omniprésence des médias numériques change considérablement le comportement en vision de près. L'utilisation accrue des smartphones, en particulier, nécessite une optimisation spéciale dans la zone de lecture, entre 22 et 38 cm.

Usage d'un smartphone selon deux comportements visuels distincts



DIGITAL PERFORMANCE ZONE



DPZ

Intégrée dans le design des verres PX+, la "Digital Performance Zone" offre la solution parfaite pour les besoins visuels numériques.

Optiswiss a développé un algorithme de calcul, à l'aide de tests porteurs et de mesures issues d'un eye-tracker, pour obtenir la performance parfaite lors de l'utilisation d'appareils numériques. Ainsi, la zone proche est recalculée de manière optimale pour former l'actuelle "Digital Performance Zone".

Cela garantit une vision détendue, même pour les quotidiens les plus connectés.

PX+

EASY LIFE

Le calcul du design du verre est basé sur des valeurs moyennes.

L'écart pupillaire du porteur est pris en compte dans le calcul du design.

Design apprécié, très bonne adaptation spontanée

Chaque verre est optimisé individuellement

Vision binoculaire optimale et parfaite fusion des deux yeux

Bon confort visuel, particulièrement de près

Trois longueurs de canal au choix

FF

FreeForm Technology

La technologie FreeForm est notre technique de surfaçage individualisé avec **27 000 coordonnées de calcul**.


Elle permet de produire des verres optimisés, garantissant une adaptation facile et spontanée. La technologie FreeForm offre en outre un bon confort de vison.

Retrouvez des informations techniques complémentaires dans notre compendium

Matériaux

PX+ Life	ORGA 150 / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S / Polar
	ORGA 160 / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S / Polar
PX+ Easy	ORGA 167 / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S
	POLY 159

Marquage



Gravures

	Temporale				Nasale
	ORGA 150	ORGA 160	ORGA 167	POLY 159	
PX+ Life	50 ○ 20	60 ○ 20	67 ○ 20	59 ○ 20	○ PX+ L
PX+ Easy	50 ○ 20	60 ○ 20	67 ○ 20	59 ○ 20	○ PX+ E

Recommandations d'adaptation

- Généralement, l'adaptation se fait sur la position du regard en vision de loin.
- Croix de centrage orientée pleine pupille dans la direction primaire du regard, le sujet adoptant une posture naturelle de la tête et du corps.

printed in switzerland

Optiswiss AG
Lyon-Strasse 26 • CH-4053 Basel
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Optiswiss France SARL
43, rue de Saint-Louis • F-68330 Huningue
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Service Clients
CH : T 0844 844 008 • F 0800 828 008
FR : T 03 89 89 42 00 • F 0810 861 697
BE : T 02 808 43 48 • F 02 808 43 49

optiswiss® original since 1937