
SWISS FUSION
TECHNOLOGY
One S-Fusion
Le verre unifocal Premium pour une vision panoramique
d'une extrême précision.
optiswiss®
original since 1937
www.optiswiss.com



Une nouvelle vision de l'unifocal

Chaque porteur éprouve des besoins visuels variant en fonction de son style de vie. Avec le **One S-Fusion**, proposez à vos clients un verre unifocal sur mesure, totalement adapté à leur quotidien. Conçu grâce à la technologie Swiss Fusion, le **One S-Fusion** offre des avantages directs et visibles, tels qu'un confort de vision maximal et un piqué d'image ultra-précis jusqu'au bord du verre. Pour un rendu esthétique encore plus poussé, Optiswiss vous recommande de paramétrer vos verres avec la "Frame Matching Technologie" (FMAT), grâce à laquelle les verres épouseront parfaitement la courbure de la monture.

Disponible en organique et minéral, le **One S-Fusion** s'adresse aux porteurs exigeants et soucieux de la qualité de leur équipement. Il est également idéal pour les hauts cylindres et les corrections prismatiques.

One S-Fusion

Une qualité d'image sensationnelle jusqu'au bord du verre

Le verre **One S-Fusion** propose une qualité de vision sans équivalent dans le domaine des unifocaux.
Les zones périphériques étant exemptes de toute aberration optique, le porteur bénéficiera d'une **acuité visuelle parfaite** du centre jusqu'au bord du verre, ainsi que d'un **maximum de contrastes** pour un **confort visuel unique**.

One S-Fusion




Unifocal conventionnel



Comparaison des zones d'astigmatisme

One S-Fusion
(Absence d'aberrations)




Vision parfaite




Variation des astigmatismes

Unifocal conventionnel
(Aberrations visibles)



Variation de la correction de base selon les angles du regard

	One S-Fusion	Unifocal conventionnel
1	[-4.00 +1.00 90°]	[-4.00 +1.00 90°]
2	[-4.01 +1.02 90°]	[-4.19 +1.11 91°]
3	[-4.03 +1.04 90°]	[-4.50 +1.30 98°]






Swiss Fusion Technology

Une nouvelle technologie de calcul pour des zones de vision optimisées et adaptées aux styles de vie actuels.

Basée sur la technologie Swiss HD
Mise au point par Optiswiss

SWISS CONNECT



- Extension de la technologie Swiss HD signée Optiswiss, avec **40 000 coordonnées** de calcul.
- Les coordonnées de calcul sont reliées entre elles par **8 connexions** chacune.
- L'ensemble des connexions est calculé grâce à un nouveau procédé ultra-précis.
- Il en résulte une surface de verre d'une précision jusqu'alors inégalée, avec un total de **320 000 connexions (40 000 coordonnées x 8 connexions)**.

Avantages

1. Perception instantanée des détails en toute situation
2. Une netteté d'image inédite grâce aux 320 000 connexions
3. Qualité de vision sans précédent grâce à la plus haute précision

One S-Fusion


Swiss Fusion Technology
avec la Swiss Connect Technology

Paramètres individuels
Ecart pupillaire | Distance verre-oeil | Angle pant. | Cambrure monture

⊕


FMAT® – Choix de la courbure

La Frame Matching Technology permet de faire varier la courbure de base du verre (dans la limite de +/- 1.00 dpt) afin de mettre en adéquation le galbe du verre avec la cambrure de la monture choisie, tout en conservant les performances du design. Mesurez la cambrure de la monture avec un sphéromètre ayant un indice de référence de n = 1.523.



Identification UNIQUE

Chaque verre One S-Fusion dispose d'un numéro de fabrication unique (UNIQUE Identification). Ce dernier, reproduit en microgravure dans le sigle Swiss Fusion, garantit une qualité irréprochable, 100% de traçabilité et une fabrication sur le site de Bâle.



Avantages


- Résolution d'image optimisée sur toute la surface du verre
- Particulièrement adapté pour les fortes amétropies et les corrections prismatiques
- Un maximum de contrastes et un confort de vision optimal
- Une netteté d'image inédite
- FMAT pour une parfaite adéquation de la courbure du verre avec la courbure de la monture
- Gravure d'un numéro de fabrication UNIQUE (UNIQUE Identification)



Matériaux

One S-Fusion	ORGA 150 / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S / XTRActive / Polar / Drivewear	MIN 160 / Photo
	ORGA 160 / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S / XTRActive / Polar	MIN 170
	ORGA 167 / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S / Polar	MIN 180
	ORGA 174	
	TVX 153 / Transitions GEN S	

Marquage



Gravures

	Temporale								Nasale
	Technologie	ORGA 150	ORGA 160	ORGA 167	ORGA 174	TVX 153	MIN 160	MIN 170	MIN 180	
One S-Fusion		50 ○	60 ○	67 ○	74 ○	53 ○	M6 ○	M7 ○	M8 ○	○ ONE

Recommandations d'adaptation

- Généralement, l'adaptation se fait sur la position du regard en vision de loin.
- Croix de centrage orientée au milieu de la pupille dans la direction primaire du regard, le sujet adoptant une posture naturelle de la tête et du corps.
- Nous vous recommandons notre **système de centrage sur iPad (app Optiswiss)**, pour une prise de mesure rapide et efficace de tous les paramètres nécessaires.

printed in switzerland

Optiswiss AG
Lyon-Strasse 26 • CH-4053 Basel
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Optiswiss France SARL
43, rue de Saint-Louis • F-68330 Huningue
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Service Clients
CH : T 0844 844 008 • F 0800 828 008
FR : T 03 89 89 42 00 • F 0810 861 697
BE : T 02 808 43 48 • F 02 808 43 49

optiswiss® original since 1937