

Les verres Nearis S-Fusion®

Une nouvelle liberté de vision devant les écrans.

optiswiss®
original since 1937

www.optiswiss.com

Une expérience visuelle unique sur le lieu de travail

Chaque situation requiert un équipement idéal. Ceci vaut également dans le domaine de la vision.

Avec les verres **Nearis S-Fusion**, Optiswiss propose aux presbytes de nouveaux standards en matière de bien-être sur leur lieu de travail. Outre un **confort visuel exceptionnel**, synonyme de meilleure concentration devant l'écran, les verres Nearis S-Fusion favorisent également une **posture naturelle et détendue** de la tête et du corps. Ces bienfaits sont aussi valables dans toutes les activités quotidiennes, professionnelles ou privées, nécessitant une bonne vision de près*.

Se distinguant par le champ de vision de près le plus large qui soit, les verres d'intérieur de la famille **Nearis S-Fusion** améliorent la qualité de vie au quotidien et représentent un parfait complément aux verres progressifs.

*Résultats d'une étude menée sur divers porteurs.





Le concept

Grâce à la technologie Swiss Fusion, vous avez la possibilité de paramétrer les verres Nearis S-Fusion de manière optimale en fonction des habitudes et besoins visuels de vos clients.
Deux concepts sont ainsi à votre disposition lors de la commande :

Commande avec
réfraction de loin + addition

Nearis S-Fusion®
Office | Desk | Reader

Commande avec
réfraction de près + dégression

Nearis S-Fusion®
7

Les variantes







4m

2m

1 m

Office

Desk

Reader

Nearis S-Fusion® 7

Nearis S-Fusion®

La variante pré-configurée pour les distances fixes

Faites votre choix parmi trois distances de vision pré-définies et sélectionnez la variante la mieux adaptée à votre client :

Office - 4 m

Parfaitement adapté aux changements fréquents du regard dans la pièce. Idéal pour le travail sur écran, les réunions et les présentations.



Desk - 2 m

Offre une zone de vision intermédiaire optimisée au périmètre du bureau.



Reader - 1 m

Dédié au travail intensif sur écran.



Nearis S-Fusion® 7

La variante à configurer manuellement pour les distances variables


Déterminez la distance optimale pour votre client à l'aide des sept dégressions proposées.

Distance de lecture 33 - 400 cm		Addition du client										
		1.00	**1.25**	**1.50**	**1.75**	**2.00**	**2.25**	**2.50**	**2.75**	**3.00**	**3.25**	**3.50**
Dégression	0.75	400	200	133	100	80	66	57	50	44	40	36
	1.00		400	200	133	100	80	66	57	50	44	40
	1.25			400	200	133	100	80	66	57	50	44
	1.50				400	200	133	100	80	66	57	50
	1.75					400	**200**	133	100	80	66	57
	2.00						400	200	133	100	80	66
	2.25							400	200	133	100	80

Swiss Fusion Technology

Une nouvelle technologie de calcul pour des zones de vision optimisées et adaptées aux styles de vie actuels.


Basée sur la technologie Swiss HD
Mise au point par Optiswiss



- Extension de la technologie Swiss HD signée Optiswiss, avec **40 000 coordonnées** de calcul.
- Les coordonnées de calcul sont reliées entre elles par **8 connections** chacune.
- L'ensemble des connections est calculé grâce à un nouveau procédé ultra-précis.
- Il en résulte une surface de verre d'une précision jusqu'alors inégalée, avec un total de **320 000 connections** (40 000 coordonnées x 8 connections).

Avantages

1. Rendu précis des détails à toutes les distances
2. Une netteté d'image inédite grâce aux 320 000 connexions
3. Vision de près particulièrement confortable
4. Qualité de vision sans précédent grâce à la plus haute précision



- La fabrication d'un verre progressif induit un effet d'astigmatisme non souhaité. Ce dernier, cumulé à la correction du porteur et à ses données de réfraction, engendre des déformations visuelles indésirables.

  La technologie **High Precision Cylinder Orientation** diminue considérablement cet effet en repositionnant les astigmatismes non souhaités.
- Il en résulte une vision naturelle et authentique.

Avantages

1. Nette amélioration de la vision périphérique
2. Confort de vision maximal grâce à la répartition adéquate des astigmatismes
3. Zones de vision optimisées selon paramètres individuels
4. Adaptation aux verres la plus rapide et naturelle qui soit


Technologies optionnelles et sigle de qualité

FMAT® – Frame Matching Technology

La technologie **FMAT** permet de faire varier la courbure de base du verre (dans la limite de +/- 1.00 dpt) afin de mettre en adéquation le galbe du verre avec la cambrure de la monture choisie, tout en conservant les performances du design. Mesurez la cambrure de la monture avec un sphéromètre ayant un indice de référence de n = 1.523.

Avantages

- Les verres épousent parfaitement la cambrure de la monture choisie
- Montage des verres sans tension
- Aspect esthétique garanti






Identification UNIQUE

Chaque verre Nearis S-Fusion dispose d'un numéro de fabrication unique (UNIQUE Identification). Ce dernier, reproduit en microgravure dans le sigle Swiss Fusion, garantit une qualité irréprochable, 100% de traçabilité et une fabrication sur le site de Bâle.

NEARIS

Lumière bleue – La combinaison protectrice optimale

Proposez à vos clients la solution idéale pour profiter de leurs écrans et outils connectés tout en protégeant leurs yeux. Pour cela, associez les verres **Nearis S-Fusion** au **matériau B-UV** et au traitement **Optiplas Blue-CX^{UV}**.



Traitement
Optiplas Blue-CX^{UV}

Protège de manière préventive
contre la lumière bleue artificielle.

Matériau B-UV avec
le système Smart Eye Protection

Réduit fortement l'instensité des rayons
bleu-violets qui atteignent l'oeil.

Filtration
des rayons bleu-violets

UV
Absorption totale
des rayons UV



Verres d'essai Nearis S-Fusion®



Un taux de succès de plus de 66%

Les clients qui utilisent cet outil ont enregistré une commande finale de verres dans plus de 66% des cas. Exploitez votre potentiel !

Boostez votre chiffre d'affaires

Connaissez-vous notre concept **"Nearis S-Fusion Test-Lenses"** ? C'est une solution unique et novatrice de **verres d'essai** qui vous permettra de générer des ventes additionnelles très facilement.
Le principe est simple :

1. Commandez vos verres d'essai Nearis S-Fusion en ligne (plus d'infos sur votre Online-Shop).
2. Ils vous seront livrés en quelques jours, conformément aux corrections de votre client. Les verres d'essai seront détourés, percés et gravés de la mention "Not for sale".
3. Montez les verres dans la monture d'essai et remettez gratuitement l'équipement à votre client. Ce dernier pourra ainsi constater par lui-même les avantages d'un Nearis S-Fusion durant plusieurs jours.

   C'est simple, rapide et efficace.

Pour vous

- Ventes supplémentaires
- Outil innovant d'aide à la vente
- Fidélisation du client
- Mise en valeur de vos compétences
- Différenciation face à la concurrence

Pour vos clients

- Possibilité unique de **tester gratuitement** un verre d'intérieur sur mesure
- Concentration facilitée par un très grand confort visuel
- 100% Swiss Made

Idéal pour la 2ème paire !

Pourquoi ne pas utiliser les verres d'essai Nearis S-Fusion pour booster vos commandes 2ème paire ? Pour rappel, ces dernières sont réalisables dans un délai de 270 jours après commande de la 1ère paire.



Pour vous procurer la monture d'essai

Les verres d'essai Nearis S-Fusion doivent être insérés dans la monture de démonstration dédiée. Vous avez deux possibilités de commander cette monture sur votre Online-Shop : dans la rubrique "Infos & matériel publicitaire" ou directement lors de la commande des verres d'essai Nearis S-Fusion.



NEARIS

Aperçu produit

Nearis S-Fusion® Office | Desk | Reader	Nearis S-Fusion® 7
Swiss Fusion Technology avec la Swiss Connect Technology avec High Precision Cylinder Orientation	**Swiss Fusion Technology** avec la Swiss Connect Technology avec High Precision Cylinder Orientation
Distances fixes Office – 4 m Desk – 2 m Reader – 1 m	**Distances variables** 7 dégressions au choix
A commander avec : Réfraction de loin + addition	**A commander avec :** Réfraction de près + dégression
Paramètres individuels Ecart pupillaire | Distance verre-oeil Angle pantoscopique | Cambrure monture ⊕ FMAT® **FMAT®** Choix de la courbure	**Paramètres individuels** Ecart pupillaire | Distance verre-oeil Angle pantoscopique | Cambrure monture ⊕ FMAT® **FMAT®** Choix de la courbure
Identification UNIQUE Numéro de fabrication unique	**Identification UNIQUE** Numéro de fabrication unique
Verres d'essai Disponibles dans le module "Test Lenses"	**Verres d'essai** Non disponibles


Avantages

- Vision confortable et détendue au bureau et au quotidien pour toute activité de près
- Champ visuel extra-large et zones de vision très stables de près et pour les moyennes distances
- Verres d'essai Nearis S-Fusion – une possibilité unique de tester des verres d'intérieur en temps réel
- Deux concepts de commande au choix : Réfraction de loin + addition | Réfraction de près + dégression
- Equipement esthétique, les verres épousant parfaitement la forme de la monture (FMAT)
- Gravure d'un numéro de fabrication unique (UNIQUE Identification)

Matériaux

Nearis S-Fusion	ORGA 150 / UV / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S	MIN 160 / Photo
	ORGA 160 / B-UV / PhotoTrans / Transitions GEN S	MIN 170
	ORGA 167 / B-UV	MIN 180
	ORGA 174	
	TVX 153 / Transitions GEN S	

Marquage et structure de la dégression



Gravures

	Temporale								Nasale
	Technologie	ORGA 150	ORGA 160	ORGA 167	ORGA 174	TVX 153	MIN 160	MIN 170	MIN 180	
Nearis S-Fusion Office		50 ○ 22°	60 ○ 22°	67 ○ 22°	74 ○ 22°	53 ○ 22°	M6 ○ 22°	M7 ○ 22°	M8 ○ 22°	○ NESO
Nearis S-Fusion Desk		50 ○ 22°	60 ○ 22°	67 ○ 22°	74 ○ 22°	53 ○ 22°	M6 ○ 22°	M7 ○ 22°	M8 ○ 22°	○ NESD
Nearis S-Fusion Reader		50 ○ 22°	60 ○ 22°	67 ○ 22°	74 ○ 22°	53 ○ 22°	M6 ○ 22°	M7 ○ 22°	M8 ○ 22°	○ NESR
Nearis S-Fusion 7		50 ○ 22°	60 ○ 22°	67 ○ 22°	74 ○ 22°	53 ○ 22°	M6 ○ 22°	M7 ○ 22°	M8 ○ 22°	○ NES7

*Dégression

Recommandations d'adaptation

- Croix de centrage orientée pleine pupille dans la direction primaire du regard, le sujet adoptant une posture naturelle de la tête et du corps.
- Nous vous recommandons notre **système de centrage sur iPad (app Optiswiss)**, pour une prise de mesure rapide et efficace de tous les paramètres nécessaires.
- Hauteur de montage min. : 18 mm / Distance min. de la croix de centrage au bord supérieur du verre : 10 mm.
- Nearis S-Fusion n'est pas adapté à la conduite.

printed in switzerland

Optiswiss AG
Lyon-Strasse 26 • CH-4053 Basel
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Optiswiss France SARL
43, rue de Saint-Louis • F-68330 Huningue
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Service Clients
CH : T 0844 844 008 • F 0800 828 008
FR : T 03 89 89 42 00 • F 0810 861 697
BE : T 02 808 43 48 • F 02 808 43 49

optiswiss® original since 1937